

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/medisept-velox-wipes-na-bezalkoholowe-chusteczki-100-szt-p-791.html>



Medisept Velox Wipes NA Bezalkoholowe Chusteczki 100 szt

Cena	22,00 zł
Numer katalogowy	86687689
Kod producenta	_14372220621
Kod EAN	5907626633993

Opis produktu

Medisept chusteczki do dezynfekcji Velox, 100 szt.

- **Spektrum biobójcze:** Zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615
- **Skład:** 100 sztuk zawiera: 173 g roztworu nasączonego 100 g roztworu zawiera: 40 g pro-pan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimektenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy
- **Do dezynfekcji:** Powierzchni lub urządzeń medycznych, unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów. Nadają się do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością
- **Ilość w opakowaniu:** 100 szt.

Chusteczki do dezynfekcji

Chusteczki Velox Wipes NA TUBA przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni podatnych na działanie alkoholu zawartego w środkach czyszczących. Produkt został przebadany zgodnie z najnowszymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885). Są bezpieczne w użyciu i nie reagują w kontakcie ze skórą.

Niewątpliwą zaletą są doskonałe właściwości myjące i szerokie spektrum mikrobójcze, dlatego idealnie sprawdzają się w przestrzeniach medycznych wysokiego ryzyka, np. na oddziale intensywnej opieki, bloku operacyjnym jak również do dezynfekcji aparatury medycznej. Chusteczki nie odbarwiają powierzchni. Nadają się do czyszczenia wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, aluminium, metalu, stali szlachetnej, gumy lub porcelany.

Zalety i korzyści

- Zabija prątki gruźlicy w 5min
- Działa w 5 min na TBC
- Skuteczne już od 30 sekund
- Przyjemny i świeży zapach

-
- Gwarancja bezpieczeństwa i sterylności
 - Możliwość stosowania przy delikatnych materiałach
 - Wygodne użytkowanie

Zawartość opakowania

100 sztuk zawiera:

- 173 g - roztworu nasączonego. 100 g roztworu zawiera:
- 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina 0,14 g
-Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól)