

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/ahd1000-plyn-do-dezynfekcji-rak-250-ml-p-782.html>



Ahd1000 Płyn Do Dezynfekcji Rąk 250 ml

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	86687665
Kod producenta	_14370013241
Kod EAN	5902340982136

Opis produktu

AHD 1000 z atomizerem – płyn do dezynfekcji rąk 250 ml

AHD 1000 to preparat na bazie alkoholu przeznaczony do dezynfekcji rąk i skóry. Wykazuje skuteczność biobójczą wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów. Szczególnie zalecany do dezynfekcji rąk personelu oraz dezynfekcji skóry klienta. Polecany do stosowania we wszystkich obiektach, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, studiach tatuażu czy odnowy biologicznej.

Działanie AHD 1000:

Działa bakteriobójczo (w tym Tbc), drożdżakobójczo, inaktywuje wirusy otoczkowe (w tym HIV/HBC/HCV, Vacciniavirus, wirus grypy AH1N1) oraz wirusy bezotoczkowe (w tym Poliowirus, Adenowirus, Rotawirus, Norowirus).

Wskazania:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego takiego jak:

- higieniczna dezynfekcja rąk
- chirurgiczna dezynfekcja rąk
- dezynfekcja nieuszkodzonej skóry
- dezynfekcja wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu

Cechy produktu:

- działa natychmiastowo
- jego skuteczność została potwierdzona badaniami
- ma pełne spektrum biobójcze
- nie utrudnia gojenia się ran
- hipoalergiczny
- preparat nie pozostawia chemicznych substancji obciążających i drażniących skórę
- produkt jest zdalny do częstego stosowania – nie podrażnia i nie wysusza skóry
- zawiera dodatek substancji nawilżających, dzięki czemu pielęgnuje skórę i zapobiega jej wysuszeniu
- jest polecany dla osób o skórze wrażliwej

Środki ostrożności:

- W przypadku kontaktu ze skórą: Należy zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu z oczami: Należy skonsultować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia podrażnienia. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy należy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Zaleca się unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki.

-
- W przypadku spożycia: Zaleca się przepłukać usta wodą oraz przepić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.
 - Po narażeniu drogą oddechową: Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości. Zaleca się wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Skład:

- 79,9 g etanol 96%
- Substancje pomocnicze: 2-butanon, makroglicerolu kokosan, substancje zapachowe, kwas mlekowy, woda oczyszczona

Parametry:

Pojemność: 250 ml z atomizerem