

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/clavier-mediwax-wosk-do-depilacji-biala-czekolada-500-g-p-559.html>



Clavier MediWax Wosk Do Depilacji Biała Czekolada 500 g

Cena	30,00 zł
Dostępność	Czekamy za dostawą
Numer katalogowy	85502516
Kod producenta	_14884045919
Kod EAN	5907996055708

Opis produktu

Wosk Biała Czekolada 500 g

Wosk do depilacji MediWax to brazylijska formuła.

Wosk do depilacji MediWax Clavier, to innowacyjna koncepcja usuwania owłosienia, zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego. Jest to metoda usuwania owłosienia, która jest bardziej kompleksowa niż standardowa depilacja i jest skuteczna w usuwaniu nawet bardzo krótkich włosków, jednocześnie zapewnia delikatność dla skóry.

Łączy w sobie zalety zarówno wosków twardych jak i miękkich!

Dzięki swojej plastyczności po zastygnięciu ten wosk może być skutecznie używany do usuwania owłosienia nawet z trudno dostępnych obszarów, takich jak bikini czy pachy.

Wosk do depilacji MediWax, łączy w sobie zalety zarówno wosków twardych, jak i miękkich, co czyni go wszechstronnym i efektywnym rozwiązaniem do usuwania owłosienia. Woski twarde często są bardziej efektywne w usuwaniu włosków o silniejszych korzeniach, podczas gdy woski miękkie są delikatniejsze dla skóry. Kombinacja tych zalet zapewnia skuteczność i delikatność w jednym produkcie.

Zalety i korzyści korzystania wosku do depilacji MediWax:

- **Skuteczność usuwania włosków:** Formuła tego wosku zapewnia skuteczne usuwanie nawet krótkich włosków, co może być trudne do osiągnięcia za pomocą niektórych innych metod depilacji.
- **Nadaje się do wrażliwej skóry:** To ważne, zwłaszcza dla osób o wrażliwej skórze. Jeśli produkt nadaje się do stosowania na najbardziej wrażliwą skórę, może to pomóc uniknąć podrażnień i reakcji alergicznych.
- **Wielokierunkowa aplikacja:** Możliwość aplikacji wosku w różnych kierunkach może ułatwić i przyspieszyć proces depilacji oraz sprawić, że będzie on bardziej wygodny.
- **Komfortowe procedury:** Produkt zapewnia komfortową procedurę depilacji, co jest ważne, aby zminimalizować dyskomfort podczas usuwania owłosienia.
- **Niska temperatura:** Niska temperatura wosku może pomóc uniknąć oparzeń lub podrażnień skóry, które czasami mogą wystąpić przy wyższych temperaturach. To ważne, aby zachować bezpieczeństwo podczas depilacji.

-
- **Cienka aplikacja:** Cienka aplikacja wosku może pomóc w równomiernym i precyzyjnym pokryciu obszaru, co jest istotne dla efektywnego usuwania włosów.
 - **System bezpaskowy:** Brak konieczności używania pasków do usuwania wosku może być wygodną opcją, ponieważ nie trzeba ich dodatkowo nakładać i zdejmować.
 - **Mniejsza odczuwalność bólu:** Mniejsza odczuwalność bólu jest ważna dla komfortu podczas depilacji, zwłaszcza w przypadku obszarów wrażliwych.
 - **Wygoda, higiena i trwałość:** System wydaje się być wygodny w użyciu, zapewniając jednocześnie higieniczne warunki, co jest ważne w celu uniknięcia infekcji. Ponadto, jeśli jest długotrwały, może to oznaczać, że nie trzeba często powtarzać depilacji.

Sposób użycia:

- Krok 1 – przed użyciem oczyść oraz osusz dokładnie skórę i upewnij się, że nie ma na niej żadnych podrażnień ani uszkodzeń.
- Krok 2 – umieść wosk w pojemniku, a następnie pojemnik w podgrzewaczu do wosku i uruchom urządzenie.
- Krok 3 – podgrzej wosk przez ok. 10-20 minut i upewnij się, że wosk ma odpowiednią temperaturę przed zastosowaniem na skórze.
- Krok 4 – za pomocą drewnianej szpatułki do wosku rozsmaruj wosk na niewielkim kawałku skóry zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. (Jeżeli pracujesz metodą paskową, przyłóż pasek do wosku).
- Krok 5 – oderwij wosk/pasek w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa.
- Krok 6 – powtarzaj krok 4 i 5 do zakończenia depilacji, a po zabiegu oczyść dokładnie skórę i odłącz podgrzewacz od prądu.