

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/utrwalacz-laminacji-rzes-i-brwi-zola-color-lab-02-lifting-blue-gel-3ml-p-2873.html>



## Utrwalacz laminacji rzęs i brwi ZOLA Color Lab 02 Lifting Blue Gel 3ml

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>59,90 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>133373423</b>                |
| Kod producenta   | <b>_15048691488_17296431148</b> |
| Kod EAN          | <b>4820227161836</b>            |

### Opis produktu

## Utrwalacz do laminacji ZOLA / Color Lab / 02 Lifting Blue Gel, 3 ml

ZOLA Brow&Lash Lamination Classic System Color Lab Set – System Laminowania i długoterminowa stylizacja brwi – Jest to popularny zabieg salonowy, który ma wiele zalet. Tego typu pielęgnacja pozwala zachować brwi w dobrej kondycji przez długi czas, a nie trzeba ich codziennie rano stylizować i spędzać na tym dużo czasu.

System laminacji Zola składa się z dwóch etapów, z których każdy zapewnia dokładną pielęgnację i długotrwały efekt. Nadaje się zarówno do długotrwałej stylizacji brwi, jak i laminacji rzęs.

Cechy produktu: Kompletny system do laminacji i stylizacji brwi i rzęs. Zapewnia długotrwały efekt zadbanych i pięknie wystylizowanych brwi i rzęs. Każdy etap zawiera wysokiej jakości komponenty, które zapewniają maksymalne rezultaty.

Nadaje się do użytku profesjonalnego w salonach kosmetycznych.

Kompozycja nr 1 Liftingujący różowy żel:

Nałóż żel na czyste i osuszone brwi lub rzęsy.

Pozostaw na 4-10 minut\*, aby unieść i zmiękczyć włosy.

Usuń nadmiar żelu za pomocą suchego wacika.

7-10 minut – włosy twarde, gęste i szorstkie;

6-8 minut – włos naturalny, normalny, średnia grubość.

4-6 minut – włos cienki, łamliwy lub uszkodzony chemicznie, farbowany.

Kompozycja nr 2 Volume Blue Fixer:

Nałóż utrwalacz na brwi lub rzęsy, ostrożnie rozprowadzając produkt. Pozostaw na 7-8 minut, aby ustabilizować kształt i objętość.

Ostrożnie usuń pozostałości utrwalacza wilgotnym wacikiem.

---

Okres ważności: 24 miesiące Okres ważności po otwarciu:  
6 miesięcy