

Link do produktu: <https://pipilashes.pl/zola-system-do-laminacji-brwi-i-rzes-lifting-protein-10-ml-p-1587.html>



Zola System Do Laminacji Brwi i Rzęs Lifting Protein 10 ml

Cena	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	86700536
Kod producenta	_14893136782
Kod EAN	4820227160976

Opis produktu

ZOLA Brow&Lash Protein Reconstruction System 01 Protein Strong Lifting

to produkt stworzony specjalnie dla profesjonalistów. Dążą oni do uzyskania doskonałych efektów podczas zabiegów laminacji brwi i rzęs. Ta wyjątkowa formuła, skomponowana z dwóch rodzajów środków wygładzających, sprawdza się zarówno w przypadku sztywnych, trudnych do ułożenia i podkręcenia włosów, jak i tych normalnych i osłabionych, które wymagają delikatnego podejścia.

Doskonałe Podkreślenie z Protein Strong Lifting

W pierwszym etapie, wzmocniona formuła Protein Strong Lifting zawierająca TGA+CYS gwarantuje szybkie otwieranie łusek włosa oraz skuteczne wnika aktywnych składników w głąb włosa. Ten proces prowadzi do restrukturyzacji istniejących wiązań disulfidowych, co przekłada się na widoczne i trwałe rezultaty. Włosy brwi i rzęs stają się bardziej giętkie, jedwabiste i łatwiejsze do ułożenia.

Tajemnica Perfekcyjnych Brwi i Rzęs

ZOLA Brow&Lash Protein Reconstruction System 01 Protein Strong Lifting to klucz do osiągnięcia perfekcyjnie ułożonych i podkreślonych brwi oraz rzęs. Dzięki innowacyjnej formule, brwi i rzęsy nabiorą nowego blasku i elastyczności, pozostając jednocześnie zdrowe i zadbane. Odkryj sekret pięknych brwi i rzęs dzięki Protein Strong Lifting już teraz!

Prosty i Skuteczny Sposób Użycia

Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość Protein Strong Lifting na włosy brwi lub rzęs, dostosowując czas pozostawienia produktu (od 4 do 12 minut) do rodzaju włosów oraz pożądanego efektu. Po upływie odpowiedniego czasu, zmyj pozostałości za pomocą wacika nasączonego wodą. Następnie kontynuuj, używając drugiego składnika, który pomoże utrwalić uzyskany kształt, zapewniając długotrwałe efekty lśniących i zdefiniowanych brwi oraz rzęs.

Pojemność: 10 ml